

血圧一覧表

2017/ 7/26

氏名: サンプル

P6

ID : 00-00

1/1頁

解析時間 2017/07/11 10:28:36 - 2017/07/12 10:30:00 (23h59min40s)

[コロトコフ]

SBP : 最小 107 / 97 mmHg 11/ 13:30
 最大 166 / 106 mmHg 12/ 6:00
 SD 13.49 mmHg
 CV 10.12 %
 DBP : 最小 110 / 70 mmHg 11/ 13:00
 最大 142 / 120 mmHg 11/ 18:00
 SD 11.96 mmHg
 CV 12.63 %

[オシロメトリック]

SBP : 最小 110 / 90 mmHg 11/ 13:30
 最大 165 / 101 mmHg 12/ 6:00
 SD 12.60 mmHg
 CV 9.18 %
 DBP : 最小 114 / 69 mmHg 11/ 13:00
 最大 147 / 115 mmHg 11/ 18:00
 SD 11.88 mmHg
 CV 12.77 %

平均血圧 :

[コロトコフ]

1日目 133 / 94 mmHg
 昼間 132 / 95 mmHg
 夜間 134 / 92 mmHg
 区間1 124 / 95 mmHg
 区間2 137 / 95 mmHg
 区間3 129 / 90 mmHg
 区間4 144 / 95 mmHg

[オシロメトリック]

1日目 137 / 93 mmHg
 昼間 137 / 94 mmHg (7:00 - 22:00)
 夜間 137 / 88 mmHg (22:00 - 7:00)
 区間1 131 / 94 mmHg (10:00 - 17:00)
 区間2 142 / 95 mmHg (17:00 - 22:00)
 区間3 134 / 87 mmHg (22:00 - 6:00)
 区間4 145 / 93 mmHg (6:00 - 10:00)

測定回数 : 40 回 / 日

| No. | 時刻 | HR [bpm] | コロトコフ | | オシロメトリック | | | 脈拍数 [bpm] | 情報 |
|-----|-----------|-------------|---------|-------|----------|-----|-------|--------------|----|
| | | | SBP/DBP | DP | SBP/DBP | 平均 | DP | | |
| | | | [mmHg] | X 100 | [mmHg] | | X 100 | | |
| 1 | 11/ 10:30 | 75 | | | 148/ 99 | 115 | 108 | 73 | LE |
| 2 | 11/ 11:00 | 71 | 145/ 98 | 105 | 145/ 98 | 114 | 105 | 73 | |
| 3 | 11/ 11:30 | 78 | 136/102 | 106 | 144/108 | 120 | 112 | 78 | |
| 4 | 11/ 12:00 | 66 | 121/110 | 82 | 131/108 | 116 | 89 | 68 | |
| 5 | 11/ 12:30 | 71 | 135/114 | 101 | 140/110 | 120 | 105 | 75 | |
| 6 | 11/ 13:00 | 74 | 110/ 70 | 80 | 114/ 69 | 84 | 83 | 73 | |
| 7 | 11/ 13:30 | 66 | 107/ 97 | 71 | 110/ 90 | 97 | 73 | 67 | |
| 8 | 11/ 14:00 | 70 | 119/ 74 | 82 | 123/ 73 | 90 | 84 | 69 | |
| 9 | 11/ 14:30 | 72 | 108/ 73 | 79 | 111/ 71 | 84 | 82 | 74 | |
| 10 | 11/ 15:00 | 80 | 125/ 87 | 105 | 128/ 87 | 101 | 107 | 84 | |
| 11 | 11/ 15:30 | 75 | | | 137/ 88 | 104 | 109 | 80 | LE |
| 12 | 11/ 16:00 | 83 | 125/106 | 106 | 137/108 | 118 | 116 | 85 | |
| 13 | 11/ 16:30 | 78 | 141/110 | 105 | 144/109 | 121 | 108 | 75 | |
| 14 | 11/ 17:00 | 73 | 142/ 90 | 105 | 142/ 89 | 107 | 105 | 74 | |
| 15 | 11/ 17:30 | 65 | 144/ 95 | 95 | 144/ 94 | 111 | 95 | 66 | |
| 16 | 11/ 18:00 | 70 | 142/120 | 102 | 147/115 | 126 | 105 | 72 | |
| 17 | 11/ 18:30 | 57 | 135/ 93 | 76 | 141/ 92 | 108 | 80 | 57 | |
| 18 | 11/ 19:00 | 60 | 135/ 90 | 78 | 136/ 90 | 105 | 78 | 58 | |
| 19 | 11/ 19:30 | 60 | 140/ 94 | 88 | 144/ 94 | 111 | 90 | 63 | |
| 20 | 11/ 20:00 | 74 | | | 163/112 | 129 | 107 | 66 | ME |
| 21 | 11/ 20:30 | 77 | 141/100 | 112 | 141/ 98 | 112 | 112 | 80 | |
| 22 | 11/ 21:00 | 77 | 116/ 93 | 92 | 123/ 90 | 101 | 98 | 80 | |
| 23 | 11/ 21:30 | 66 | 140/ 86 | 93 | 143/ 83 | 103 | 95 | 67 | |
| 24 | 11/ 22:00 | 68 | 132/ 86 | 91 | 135/ 86 | 102 | 93 | 69 | |
| 25 | 11/ 23:00 | 65 | 138/ 94 | 86 | 141/ 92 | 108 | 88 | 63 | |
| 26 | 12/ 0:00 | 61 | 122/ 83 | 76 | 125/ 81 | 96 | 78 | 63 | |
| 27 | 12/ 1:00 | 56 | 118/101 | 66 | 122/ 96 | 105 | 68 | 56 | |
| 28 | 12/ 2:00 | 54 | 130/ 88 | 72 | 134/ 87 | 103 | 75 | 56 | |
| 29 | 12/ 3:00 | 50 | 143/ 92 | 72 | 141/ 90 | 107 | 71 | 51 | |
| 30 | 12/ 4:00 | 61 | | | 146/ 75 | 99 | 91 | 63 | LE |

| No. | 時刻 | HR [bpm] | コロトコフ | | オシロメトリック | | | 脈拍数 [bpm] | 情報 |
|-----|-----------|-------------|---------|-------|----------|-----|-------|--------------|----|
| | | | SBP/DBP | DP | SBP/DBP | 平均 | DP | | |
| | | | [mmHg] | X 100 | [mmHg] | | X 100 | | |
| 31 | 12/ 5:00 | 53 | 124/ 90 | 66 | 128/ 89 | 102 | 69 | 54 | |
| 32 | 12/ 6:00 | 53 | 166/106 | 92 | 165/101 | 122 | 92 | 56 | |
| 33 | 12/ 6:30 | 60 | 141/ 95 | 101 | 141/ 92 | 108 | 101 | 72 | |
| 34 | 12/ 7:00 | 59 | 157/ 99 | 94 | 157/ 97 | 117 | 94 | 60 | |
| 35 | 12/ 7:30 | 67 | 143/100 | 92 | 146/ 99 | 115 | 94 | 65 | |
| 36 | 12/ 8:00 | 80 | 146/ 88 | 122 | | | | 84 | ME |
| 37 | 12/ 8:30 | 62 | 146/ 87 | 89 | 146/ 86 | 106 | 89 | 61 | |
| 38 | 12/ 9:00 | 72 | 114/ 73 | 78 | 116/ 70 | 85 | 80 | 69 | |
| 39 | 12/ 9:30 | 68 | 146/118 | 96 | 146/111 | 123 | 96 | 66 | |
| 40 | 12/ 10:00 | 71 | 127/106 | 87 | 131/102 | 112 | 90 | 69 | |
| | 以上 | | | | | | | | |

記号説明)

DP: ダブルプロダクト → 脈拍数 X SBP

血圧計情報

AE : 送気エラー
 OP : 過加圧エラー
 EE : 排気エラー
 DE : 強制排気

TE : 時間超過エラー
 ME : 計測エラー
 NE : ノイズエラー
 LE : 感度エラー

PE : 排気異常
 VE : バルブエラー
 ED : マニュアル削除