

令和2年4月

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

(記)

■ 変更内容一覧

令和2年5月1日(金) 受付分より

コード	項目名称	変更箇所	新	旧	備考
2574	HBV-DNA定量 〔TaqMan〕	保存方法 報告様式 結果の解釈	冷蔵 ・定量結果(国際単位) LogIU/mL ・増幅反応シグナル 別掲参照	凍結 ・定量結果(コピー数) Log コピー/mL ・定量結果(国際単位) LogIU/mL ・増幅反応シグナル -	※1
2559	HCV-RNA定量 〔TaqMan〕	検体量 保存方法	血清 1.8 mL 冷蔵	血清 2.1 mL 凍結	
2904	クロストリジウム・ディフィシル トキシン核酸検出	検査項目名	クロストリジオイデス・ディフィシル トキシン核酸検出	クロストリジウム・ディフィシル トキシン核酸検出	※2

※1. 自動測定装置変更に伴う、同一メーカーの後継試薬の採用

※2. 菌名変更に伴う項目名称の適正化

■ 検査受託中止一覧

令和2年4月30日(木) 最終受付

コード	項目名称	代替項目	備考
2828	腸管病原体遺伝子セット	一般細菌検査	受託僅少

■ HBV-DNA定量〔TaqMan〕結果の解釈

結果		結果の解釈
定量結果(国際単位)LogIU/mL	HBV増幅反応シグナル	
9.0以上	(+)	HBV-DNAを検出
1.0~9.0	(+)	HBV-DNAを検出
1.0未満	(+)	HBV-DNAを検出
1.0未満	検出せず	HBV-DNAを検出しなかった

以上

No. 20-06