

## 新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では皆様のご要望にお応えし、また医療の進歩に寄与すべく絶えず検査領域の拡大に努めておりますが、このたび下記項目の検査受託を開始することとなりましたので、ご案内申し上げます。

ご利用の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

( 記 )

■ 検査項目 [643]特異的IgE Asp f1(アスペルギルス由来)

■ 受託開始日 令和3年11月1日(月) 受付分より

### ■ 検査要項

項目コード	643																					
検査項目名	特異的IgE <small>アスパ エフワン</small> Asp f1(アスペルギルス由来)																					
検体・保存	血清 0.3mL・冷蔵																					
容器	①汎用容器																					
検査方法	FEIA																					
基準値*	0.35未満 U <sub>A</sub> /mL																					
所要日数	3~4日																					
実施料	110点 [D015]血漿蛋白免疫学的検査「13」特異的IgE半定量・定量																					
判断料	144点 免疫学的検査																					
備考	※ 「特異的IgE」判定基準 <table border="1"><thead><tr><th>IgE抗体濃度(U<sub>A</sub>/mL)</th><th>クラス</th><th>判定</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.35未満</td><td>0</td><td>陰性</td></tr><tr><td>0.35~0.69</td><td>1</td><td>疑陽性</td></tr><tr><td>0.70~3.49</td><td>2</td><td rowspan="4">陽性</td></tr><tr><td>3.50~17.49</td><td>3</td></tr><tr><td>17.50~49.99</td><td>4</td></tr><tr><td>50.00~99.99</td><td>5</td></tr><tr><td>100以上</td><td>6</td><td></td></tr></tbody></table>	IgE抗体濃度(U <sub>A</sub> /mL)	クラス	判定	0.35未満	0	陰性	0.35~0.69	1	疑陽性	0.70~3.49	2	陽性	3.50~17.49	3	17.50~49.99	4	50.00~99.99	5	100以上	6	
IgE抗体濃度(U <sub>A</sub> /mL)	クラス	判定																				
0.35未満	0	陰性																				
0.35~0.69	1	疑陽性																				
0.70~3.49	2	陽性																				
3.50~17.49	3																					
17.50~49.99	4																					
50.00~99.99	5																					
100以上	6																					

### ■ 参考文献

Fukutomi Y, et al. : Allergology International 65(1): 30-36, 2016.

Tanimoto H, et al. : Clinical & Experimental Allergy 45(12): 1790-1800, 2015.

以上

No. 21-29